

Gants d'examen en nitrile « NITRISKIN FREE BLUE EVOLUTION » non stériles, non poudrés

Non-sterile, Nitrile powder free examination gloves « NITRISKIN FREE Blue evolution »

REFERENCE : NSB

FICHE TECHNIQUE/TECHNICAL DATA SHEET

REFERENCE	NSB-00	NSB-01	NSB-02	NSB-03	NSB-04
Dimensions Longueur x largeur de paume (+/-10mm) <i>Dimensions</i> <i>Length x Width at palm (+/-10mm)</i>	240x70 mm	240x80 mm	240x95 mm	240x110 mm	240x115 mm
Taille <i>Size</i>	XS –Extra Petit 5/6 <i>XS –Extra Small 5/6</i>	S –Petit 6/7 <i>S –Small 6/7</i>	M -Medium 7/8 <i>M -Medium 7/8</i>	L-Large 8/9 <i>L-Large 8/9</i>	XL-Extra Large 9/10 <i>XL-Extra Large 9/10</i>

	Français/French	Anglais/English
ILLUSTRATION <i>Illustration</i>		
CLASSE <i>Class</i>	I	I
DESTINATION/UTILISATION <i>Destination/Use</i>	Dispositif pour les examens médicaux, les soins, l'industrie et l'hôtellerie	Device for all medical examinations, cares, industrial purpose and hotel-trade.
COMPOSITION <i>Composition</i>	SANS LATEX 100% Nitrile (copolymère d'acrylonitrile butadiène carboxylés) Sans phtalates, sans PVC, sans produits d'origine animale ou biologique	LATEX FREE 100% Nitrile (carboxylated butadiene acrylonitrile copolymer) Phthalates free, PVC free, substance of animal or biologic origin free
CARACTERISTIQUES <i>Characteristics</i>	Système anti-glisse : doigts texturé Non irritant Ambidextres Couleur : bleu	Anti-skidding system : finger textured Non irritant Ambidextrous Color : blue
DUREE DE VIE <i>Shelf life</i>	3 ans	3 years

CONDITIONS DE STOCKAGE <i>Storage conditions</i>	Température entre 10°C-40°C Ne pas exposer à la lumière directe du soleil	Temperature between 10°C-40°C Not to expose to direct sunlight
CONFORMITE <i>Conformity</i>	Directive Européenne 93/42/CEE Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires	European Directive 93/42/EEC In accordance with the regulation on food contact
NORMES <i>Standards</i>	EN 455-1 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 1 : Détection des trous - Prescriptions et essais EN 455-2 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 2 : Propriétés physiques : exigences et essais EN 455-3 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique EN 455-4 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 4 : exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation EN 374-1 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro organismes - Partie 1 : terminologie et exigences de performance EN 374-2 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro organismes - Partie 2 : détermination de la résistance à la pénétration ISO 10993-10 : Évaluation biologique des dispositifs médicaux -- Partie 10: Essais d'irritation et de sensibilisation cutanée	EN 455-1: Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes EN 455-2: Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties EN 455-3: Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation EN-455-4: Medical gloves for single use. Requirements and testing for shelf life determination EN 374-1: Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements EN 374-2: Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration ISO 10993-10: Biological evaluation of medical devices -- Part 10: Tests for irritation and delayed-type hypersensitivity
Niveau de qualité <i>Quality level</i>	AQL 1.5 à 4	AQL 1.5 to 4
FABRICATION <i>Manufacturing</i>	L.C.H. France- certifiée ISO 9001 et ISO 13485 <i>L.C.H France registered ISO 9001 et ISO 13485</i>	

PERFORMANCES TECHNIQUES
Technical performances

Caractéristiques <i>Characteristics</i>	Données <i>Datas</i>
Résistance à la rupture <i>Tensile strength</i> avant vieillissement <i>Before aging</i> après vieillissement <i>After aging</i>	14 MPa (min.) 14 MPa (min.)
% Elongation à la rupture <i>Ultimate elongation</i> avant vieillissement <i>Before aging</i> après vieillissement <i>After aging</i>	500 % (min.) 400 % (min.)
Epaisseur paume <i>Palm thickness</i>	0.07 mm
Epaisseur doigt <i>Finger thickness</i>	0.10mm
Epaisseur manchette <i>Cuff thickness</i>	0.05mm

Emballage
Packing

Boîte distributrice de 100gants/Dispenser box of 100 gloves

Conditionnement
Packaging

Carton de 10 boîtes/Carton of 10 boxes

Palette par cartons/ <i>Palet per cartons</i>	Dimensions <i>IDimensions</i>	Poids/ <i>Weight</i>
70	300x260x245cm	4,7 kg